

Aspectos Técnicos de la Gastroplastia con By Pass sin anillo por Vídeo laparoscopia

Dr. Luiz De Carli

Equipo

Posición del equipo

Fijación del Paciente

“Sleeve Gastrectomy” Laparoscópica – Posición y fijación del Paciente

Posición de los Trocarter

Introducción del 1º Trocarte

Formación del **Pouch** Gástrico

- Sonda Fouchet puesta contra el Stapler antes del 1º disparo
- Hilo para refuerzo sutura con 25 cm

Identificación y elección del alza PB

- 50 cm o al alza BP que subir sin tensión
- Auxiliar segura el alza BP
- Hilo para fijación con 15 cm

Anastomosis Gastro-Entero medida tamaño Stapler

Anastomosis Gastroentero

- Visualización Fouchet
- Suturando sin Fouchet
- Hilo con 25 cm

Entero-Entero

- Stapler entra por el trocater a la derecha
- Sutura 1 plano con PDS 3-0

Sección Alza BP cierre brecha mesentérica

Problemas soluciones y sugerencias

- Colocación del 1º trocarte con ótica de 30º
- Mantener tracción del hilo en la sutura continua
- Dificultad en la colocación del último Stapler en el Pouch gástrico
- Sección incompleta del último Stapler en el Pouch Gástrico
- Dificultad en la tracción sobre el meso del alza BP
- Sección del gran epiploon
- Como poner Stapler en el alza